


 BforCure **Utiliser Bfast™ [FluA/FluB/SARS-CoV-2]
RT-PCR kit - 48 sur une plaque de réaction multipuits**

Pas de tampon de lyse !

1




Étape 1

Étape 2

Prélever 4 µL du milieu de transport de l'échantillon et l'ajouter dans le puit d'une microplaque.

2




Étape 1

Étape 2


Déposer 36 µL du Tube 1 (Mix RT-PCR) dans le même puit. Homogénéiser à la pipette.

3



Sceller la microplaque.

4



Lancer la PCR sur l'appareil recommandé.

Lire le résultat en fin de réaction



Effectuer un contrôle positif ou négatif

- ✓ Pour le contrôle positif, ajouter à 36 µL de Mix RT-PCR (Tube 1), 4 µL de Contrôle Positif d'Amplification (Tube 2) dans un puit.
- ✗ Pour le contrôle négatif, ajouter à 36 µL de Mix RT-PCR (Tube 1), 4 µL de Contrôle Négatif d'Amplification (Tube 3) dans un puit.

 CONSERVATION

Les réactifs PCR (Tube 1, Tube 2 et Tube 3) se conservent entre -25 et -15°C.

Éviter les cycles de congélation/décongélation inutiles.

Vous avez une question ?

Contactez-nous

BforCure - 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil
Service Commercial Tel : 01 84 25 16 15
bforcure.com/contact/

Pour plus d'informations, lire attentivement le manuel utilisateur et l'étiquetage de Bfast [FluA/FluB/SARS-CoV-2] RT-PCR kit - 48.

MKT_REC_048_V1 Utiliser Bfast [FluA/FluB/SARS-CoV-2] RT-PCR kit - 48 sur une plaque de réactions multipuits, 07_2022